

MEDIO: Transporte Gel Letheen .

USOS: Para detectar actividad bacteriana posterior al tratamiento de las superficies con amonios cuaternarios.

PRESENTACION: T' en T' (Torulin en Tubo) con swab de esponja.



TORULA DE ESPONJA ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA ESTA
TECNICA DE CONTROL DE SUPERFICIES SEGÚN :

Metodo de la Técnica Swab ISO / 18593: 2004 (E)



cepas control	ATCC	desarrollo 24 hrs	desarrollo 48 hrs	desarrollo 96 hrs
<i>Staphylococcus aureus</i>	6538	excelente	excelente	excelente
<i>Pseudomona aeruginos.</i>	27853	excelente	excelente	muy bueno
<i>Escherichia coli</i>	11775	excelente	excelente	muy abundante
<i>Streptococua faecalis</i>	33186	muy abundante	abundante	muy bueno