


MEDIOS DIFERENCIALES

TUBOS 12 x 120 y 75 x 100



Tubos 12 x 120 :

Medio TSI
Medio LIA
Medio MIO
Medio Citrato Simmons
Medio Urea de Christensen
Medio Bilis Esculina
Medio Agar Sal
Medio Manitol-Sal-Rojo Fenol
Medio Fenilalanina
Medio OF+glucosa
Medio CTA+azúcares



Preparado según especificaciones del fabricante y según norma ISO/TS11133-1:2000
CONTROL DE CALIDAD según especificaciones del estándar ISO/TS 11133-2:2003
Incubación : 24 hrs. a 35°C en aerobiosis. **SIN EL TAPON DE GOMA C/TAPON DE ALGODON**
Conservación: De 8 a 12 °C hasta la fecha de vencimiento,
No congelar.